

INDICAZIONI	Stuoia	Cuscino	*Puntale	*Helmholtz
Allergie	relax			
Artrosi	movimento	alto	* alto	*alto
Artrite	relax	medio		
Discopatie intervertebrali lombari	movimento	alto		
Discopatie intervertebrali dorsali	movimento	medio		
Iperensione (pressione alta)	Int. bassa			
Ipotensione (pressione bassa)	Int.media			
Dermatiti	Int.bassa	basso		
Vene (flebiti)	relax	medio		
Tunnel carpale	movimento	alto	*alto	* alto
Sclerosi multipla (Sclerosi a placche)	Int.bassa			
Osteoporosi	Int.alta			
Reumatismi, Poliartrite	relax	basso		
Insonnia	sonno			
Dolori articolari	movimento	alto	* alto	*alto
Lombosciatalgia	relax	basso		
Cefalee (Mal di testa)	relax	basso		
Tinnitus (fischi alle orecchie)	relax		medio	medio
Contratture muscolari	relax	medio		
Distorsioni	movimento	alto	*alto	*alto
Mal di denti	relax		alto	*alto
Fratture	movimento	alto		alto
Colon irritabile	relax	basso		
Disturbi della memoria	movimento			
Vescica	relax	alto		

	Int. alta
Stuoia	Rettangolare, 15/200, 60 min., 100 μ T
Cuscino	Banda di frequenze : acuto, 24 min., 300 μ T
Puntale	Banda di frequenze : acuto, 16 min, 1250 μ T
Helmholtz	Banda di frequenze : acuto, 60 min, 10000 μ T

	Int. media
Stuoia	BF «movimento», 16 min., 40 μ T
Cuscino	BF acuto, 24 min., 200 μ T
Puntale	BF acuto, 16 min., 500 μ T
Helmholtz	BF acuto, 24. min., 4.000 μ T

	Int. bassa
Stuoia	BF «relax», 24 min., 20 μ T
Cuscino	BF acuto, 24 min., 80 μ T
Puntale	BF acuto, 16 min., 100 μ T
Helmholtz	BF acuto, 16 min., 300 μ T

* Cuscino oppure Puntale oppure Helmholtz