



sanza Stabapplikator

sanza Stabapplikator mit Soft-Laser

- intensive punktuelle Anwendung magnetischer Hüllkurven
- Behandlung von Akupunkturpunkten „ohne Nadeln“
- Wirkungsverstärkung durch die Kombination von magnetischen Hüllkurven mit Soft-Laser-Anwendung

*Fachinformation für Ärzte und Therapeuten

sanza – modular und multifunktional

Das Multi-Therapiesystem **sanza** bietet viele Erweiterungsmöglichkeiten, die Sie ganz nach Ihrem eigenen Bedarf zusammenstellen können. Die Basisausstattung deckt bereits einen Großteil Ihrer täglichen Anwendungen ab.

Jedoch gibt es auch Anwendungsbereiche, für die spezielle Applikatoren – wie die **sanza** Stabapplikatoren – benötigt werden. Diese lassen sich Nutzer freundlich anwenden, einfach anschließen und starten!

sanza Stabapplikator – handlich und effektiv

Aus vielen Behandlungssituationen ist der **sanza** Stabapplikator nicht mehr wegzudenken, ob für die tägliche Anwendung zu Hause, in Sport und Kosmetik oder in der medizinischen und therapeutischen Praxis.

Seine hervorragende Eigenschaft ist die punktuelle Anwendung intensiver magnetischer Hüllkurven. Durch rollende Bewegungen mit dem Stabgehäuse kann zusätzlich in kleinen Bereichen flächenhaft behandelt werden.

Einsatzmöglichkeiten für ein breites Spektrum

- Verletzungen wie Schnitte, Quetschungen, Prellungen oder Verstauchungen, Zahnextraktionen
- Entzündungen im Bereich Hals-Nasen-Ohren, Tinnitus
- Makuladegeneration
- Arthrose der Finger und Zehen
- oberflächliche Entzündungen der Haut, Hautirritationen
- Akupunktur „ohne Nadeln“
- Behandlung von Triggerpunkten
- Reflexzonenbehandlung an Händen und Füßen

Der Applikatorstab ist so für manchen Anwender zu einer unverzichtbaren Systemerweiterung geworden. Die ständige Verbesserung der Wirkungsweise sowie die Ergänzung des Stabes um eine zuschaltbare Softlaserfunktion haben neue Anwendungsmöglichkeiten erschlossen.

Stabapplikator mit zuschaltbarem Soft-Laser

Dieser Applikator bietet gegenüber der vorgenannten Ausführung zusätzliche Möglichkeiten:

- einzigartige Kombination einer gleichzeitigen Anwendung von magnetischen Hüllkurven mit Soft-Laser
- verbesserte, kombinierte Wirkung zweier Therapieformen
- entzündungshemmend
- verbesserte Behandlungsmöglichkeiten von Haut, Wunden, Narben, Zahnfleisch sowie für Tinnitus
- schonende und zugleich wirkungsvollere Anwendung für Akupunktur- und Triggerpunkte

Stabapplikator – technische Daten

Länge 18,5 cm; Durchmesser 2,5 cm; Gewicht 0,268 kg;
Flußdichte / Intensität 10 bis 1.250 μ T.

Soft-Laser-Funktion

Leistung 5 mW; Wellenlänge: 658 nm; Eindringtiefe: 1,6 cm
Laserschutzklasse: 2 (mit Schlüsselsicherung)

Bitte befolgen Sie unbedingt die in der Bedienungsanleitung genannten Sicherheitshinweise!



www.santerra.net


SANTERRA

*Fachinformation für Ärzte und Therapeuten